


DISPOSABLE SURGICAL MASK, TYPE IIR

BLEIB GESUND!

AUFBAU



LAGERBEDINGUNGEN



vor Sonnenlicht schützen



trocken aufbewahren



Temperaturbereich der Lagerbedingungen



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.

Einwegmaske

Produktabmessungen: 19,5 cm x 10 cm x 8,5 cm

Materialien: zwei Lagen Spinnvlies, eine Lage Meltblown-Vlies, Ohrschlaufen aus Polyester und Lycra, Nasenbügel aus Metall

Anwendung: Minimierung der Übertragung von Bakterien und Partikeln aus dem Mund und Gesichtsbereich des OP-Personals auf Patienten und als Schutz des Personals vor Kontamination durch Partikel oder Flüssigkeitsspritzer.

Hinweis: Bitte verwenden Sie die Maske nicht, wenn sie kontaminiert ist.

Lagerung: Masken im ungeöffneten Karton in einer sauberen, trockenen, belüfteten und nicht korrosiven Umgebung lagern. Fernhalten von Zündquellen und brennbaren Materialien.

Produktionsdatum/Chargennummer: Siehe Label auf der Verpackung

Haltbarkeit: Drei Jahre ab Herstellungsdatum.

HINWEISE

Bitte verwenden Sie die Maske nicht, wenn sie kontaminiert, beschädigt oder deformiert ist. Die Maske ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt und kann nicht wiederverwendet werden. Die Seite mit dem Nasenclip zeigt beim Tragen nach außen.



MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80807 München
Deutschland



Chuzhou Daddy's Choice Science and Technology Co., Ltd.
Middle of Nanjing Road, Langya District,
Chuzhou City, Anhui Province 239000 CN



Prüfnorm: EN 14683 Typ IIR



Vertrieb:
goodsie GmbH
A MEMBER OF THE OKE GROUP
Nobelstraße 7 / 48477 Hörstel / Deutschland
MASKEN.NET